

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемый практический навык: отливка модели по оттиску

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая

Дата «__» _____ 20__ г.

ФИО _____.

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за манипуляци ю	Отметка о выполнении Да/Нет
	Подготовка к работе			
1.	Ознакомиться с заказ – нарядом на изготовление протеза	Выполнить	2	
2.	Промыть оттискную ложку с оттиском от дезинфицирующего средства струёй воды в течение 30 секунд	Выполнить	2	
3.	Оценить качество оттиска	Сказать	2,5	
4.	Взять резиновую колбу для гипса и поставить её на гипсовочный стол	Выполнить	2	
5.	Взять шпатель для замешивания гипса и положить его на гипсовочный стол	Выполнить	2	
6.	Подготовить гипс	Выполнить	2	
	Выполнение работы			
7.	Налить в мерный стакан 30-50 мл холодной воды	Выполнить	2	
8.	Воду налить в резиновую колбу для гипса	Выполнить	2	
9.	Насыпать гипс в воду до насыщения	Выполнить	3	
10.	Перемешать гипс с помощью шпателя для замешивания гипса до сметанообразной консистенции	Выполнить	2,5	
11.	Включить вибростол нажатием кнопки	Выполнить	2	
12.	Поместить оттискную ложку с оттиском на поверхность вибростола	Выполнить	2	
13.	Распределить первые порции гипса шпателем для замешивания гипса на выступающие поверхности оттискной ложки с оттиском	Выполнить	2	
14.	Заполнить оттискную ложку с оттиском гипсом до его краёв	Выполнить	2	
15.	Оформить цоколь	Выполнить	3	
	Завершение работы			
16.	Внести запись в журнал учёта расходных материалов	Сказать	3	
	Итого:		35	

ФИО члена ГИА _____

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемый практический навык: моделирование

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая

Дата «__» _____ 20__ г.

ФИО _____.

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за манипуляци ю	Отметка о выполнении Да/Нет
	Подготовка к работе			
1.	Ознакомиться с заказ-нарядом	Выполнить	3	
2.	Включить питание рабочего стола зубного техника	Выполнить	3	
3.	Взять гипсовые модели. Зафиксированные в окклюдаторе с подготовленным зубом и положить их на рабочий стол зубного техника	Выполнить	2,5	
4.	Включить индивидуальное освещение	Выполнить	3	
5.	Включить питание электрошпателя и настроить его	Выполнить	3	
6.	Взять моделировочный шпатель и положить его на рабочий стол зубного техника	Выполнить	3	
	Выполнение работы			
7.	При помощи электрошпателя и моделировочного шпателя отмоделировать подготовленный зуб	Выполнить	3	
8.	Проверить окклюзионные контакты	Выполнить	3	
9.	Проверить аппроксимальные контакты	Выполнить	3	
10.	Моделировочным шпателем загладить все поверхности отмоделированного зуба	Выполнить	3	
	Завершение работы			
11.	Выключить приборы и отключить питание рабочего стола зубного техника	Выполнить	3	
12.	Сделать запись в журнале по учёту расходных материалов	Сказать	2,5	
	Итого:		35	

ФИО члена ГИА _____