

## ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

**Проверяемый практический навык:** отливка модели по оттиску с верхней челюсти с дефектами зубного ряда

*Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая*

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_г.

ФИО \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении Да/Нет
1.	Ознакомиться с заказ – нарядом на изготовление протеза	Выполнить	
2.	Промыть оттискную ложку с оттиском от дезинфицирующего средства струёй воды в течение 30 секунд	Выполнить	
3.	Оценить качество оттиска	Сказать «Оттискная масса плотно прилегает к ложке, нет оттяжек, нет пор на рабочей поверхности»	
4.	Взять резиновую колбу для гипса и поставить её на гипсовочный стол	Выполнить	
5.	Взять шпатель для замешивания гипса и положить его на гипсовочный стол	Выполнить	
6.	Подготовить гипс	Выполнить	
7.	Налить в мерный стакан 30-50 мл холодной воды	Выполнить	
8.	Воду налить в резиновую колбу для гипса	Выполнить	
9.	Насыпать гипс в воду до насыщения	Выполнить	
10.	Перемешать гипс с помощью шпателя для замешивания гипса до сметанообразной консистенции	Выполнить	
11.	Включить вибростол нажатием кнопки	Выполнить	
12.	Поместить оттискную ложку с оттиском на поверхность вибростола	Выполнить	
13.	Распределить первые порции гипса шпателем для замешивания гипса на выступающие поверхности оттискной ложки с оттиском	Выполнить	
14.	Заполнить оттискную ложку с оттиском гипсом до его краёв	Выполнить	
15.	Оформить цоколь	Выполнить	
16.	Внести запись в журнал учёта расходных материалов	Сказать «Делаю запись в журнале учета расходных материалов»	

Подпись и ФИО члена ГЭК \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

## ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

**Проверяемый практический навык:** отливка модели по оттиску с нижней челюсти с интактным зубным рядом

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_г.

ФИО \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении Да/Нет
1.	Ознакомиться с заказ – нарядом на изготовление протеза	Выполнить	
2.	Промыть оттискную ложку с оттиском от дезинфицирующего средства струёй воды в течение 30 секунд	Выполнить	
3.	Оценить качество оттиска	Сказать «Оттискная масса плотно прилегает к ложке, нет оттяжек, нет пор на рабочей поверхности»	
4.	Взять резиновую колбу для гипса и поставить её на гипсовочный стол	Выполнить	
5.	Взять шпатель для замешивания гипса и положить его на гипсовочный стол	Выполнить	
6.	Подготовить гипс	Выполнить	
7.	Налить в мерный стакан 30-50 мл холодной воды	Выполнить	
8.	Воду налить в резиновую колбу для гипса	Выполнить	
9.	Насыпать гипс в воду до насыщения	Выполнить	
10.	Перемешать гипс с помощью шпателя для замешивания гипса до сметанообразной консистенции	Выполнить	
11.	Включить вибростол нажатием кнопки	Выполнить	
12.	Поместить оттискную ложку с оттиском на поверхность вибростола	Выполнить	
13.	Распределить первые порции гипса шпателем для замешивания гипса на выступающие поверхности оттискной ложки с оттиском	Выполнить	
14.	Заполнить оттискную ложку с оттиском гипсом до его краёв	Выполнить	
15.	Оформить цоколь	Выполнить	
16.	Внести запись в журнал учёта расходных материалов	Сказать «Делаю запись в журнале учета расходных материалов»	

Подпись и ФИО члена ГЭК \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )